HEDECIN PRESCRIPTEUR + N° INAMI + Signature		Place reservée au CGL				Badge patient		1	U V2	
			Labo U	e Labos : 02 rgences : 02 actério : 02	2 764 6	8 00				
Bactériologie : Culture d'urine					Ch	nimie U	rines			
Culture d'u	urine Numération / Culture		URINE	I	Ex	amens	quantitatifs urinaires			
Sédiment	Sédiment urinaire automatisé,		1				(aliquote d'urines homogéinisées) de récoltées enheures			nl
0 2	protéines, glucose, acétone, densité, pH, nitrite, urobilinogène, bilirubine		UCOM		8	29 30	Protéines Urée		UPRD	
Analyses s UCRIS	spécifiques en microscopie Recherche de cristaux		0 3	Tube 10 ml conique	000000000000000000000000000000000000000	31 32 33	Créatinine Sodium Potassium		UCRE UNA UK	Tube 6 ml
UGRM	Nature : Morphologie érythrocytaire		_		δ	34 35	Chlorures Phosphore		UCL	
UCYHE UCYLE	Cylindres hématiques Cylindres leucocytaires		0 4 0 5 0 6 0 7		Ö	36 37	Amylase Osmolalité		AMU UOSM	
UCYPA 8	Autres cylindres Recherche de BK		O 7 BA-BKUR		8	38 39	Calcium Magnésium		UCA UMG	Tube 6 ml
Type de pr	élèvement			urine 50ml		40 41	Acide urique Myoglobine		UURI UMYO	
0	Premier jet Ponction suspubienne				0	42	pH urinaire sur paraffine		UPH	Urine 50ml pot+paraffine
8	Prélèvement par sondage Néphrostomie				Cle	earance 43	Clearance à la créatinine		CLCR	Or. petit et
	ements cliniques Immunodépression						Débit : / Prélèvement sanguin simultané au pi	 rélèvement d'urin	CLCR	Tube 6 ml
O 11	Antibiothérapie Antibiotique :				Ele	ectropl	orèse des protéines			
O 12 O 13							UEL Electrophorèse des prote + identification des comp		e-Jones 44	Tube 6 ml
O 14	Pré-opératoire :			ntervention)	Do	sage o	les protéines sériques dans les urin	ies		
O 15	Post-opératoire : autres :		(type a ir	ntervention)	0	45	Albuminurie (microalbuminurie) Débit :	ml/24h	ALB	Tube 6 ml
					0	46	Beta ₂ microglobuline urinaire		UB2M	
Symptômes 16 Cystite					St	éroïdes	s urines Prélèvement : Date	Débit	m'	l/24h
Ŏ 17	Urétrite Pyélonéphrite					47	Prélevé sur la <u>collecte de 24 heures</u>	NON-ACIDIFIEE	ALUR	Tube 6 ml
Ŏ 19	Cystites récidivantes				000	48 49	Cortisol libre 17-cétostéroïdes fractionnés		COUR	Pot urine
Pooborobe	e antigène				_	50			DTIOL	50ml
O 20	Legionella		AGLG	Tube 6 ml	OI	igoélér	Prélèvement : Date	Débit	m'	l/24h
O 21	Pneumocoque		AGPNEU	Tube 6 ml		51	Prélevé sur la <u>collecte de 24 heures</u> Cuivre		UCUI	, <u> </u>
	e de parasites				0000	52 53	lode Fluor €		IODU	Tube 6 ml
La recherche	Recherche de parasites de parasites ne sera réalisée qu'en présence de	renseignements	URINE-PAF	Pot stérile urine 50ml		54	Zinc €		ÜZN	<u> </u>
cliniques :				_	Di	vers 55	Oxalate		OXAU	Tube 6 ml
Virologie	1000		1 0	1	8	56 57	Citrate ** € Cross - linkx urinaires		CITR	Tube 6 ml Tube 6 ml
O 23	CMV		CMV	Tube 6ml	0	58	Dosage de cotinine		СОТІ	2 Tube 6 ml
Biologie n	noléculaire				Re	nseign	ements cliniques			
O 24 25	Chlamydia Trachomatis		ADVADN CTRADN							
O 24 O 25 O 26 O 27 O 28	Polyoma JC		NGOADN JCVADN BKVADN	Tube 6 ml		-	es non remboursées, facturées au	patient		
20	i diyoma bix		DRVADIN			Anaiys	es réalisées en sous-traitance			
		Prélèven	nents div	ers Renseig	nements	s cliniqu	es			
Selles					Lic	uide ar	nniotique			
3530	Sang	59 60	SESNG			ul	Alpha-foetoprotéine	68	AFPA	Bl. Petit
	Utilisation alimentaire fibres musculaires, graisse, amidon	Ō 60	SEUTIL E1P	Pot Selles	8		Age de la grossesse:semaines Protéines Bilirubine		AMPRO BILA	
O 61 O 62	2 Calprotectine		CALPRO GRAI	Pot Selles Collecte 72h	l L		Seringue à envoyer rapidement au lab	ooratoire sous alu		
O 63			STEATO		Liq	uide de	ponction Nature du liquide :			
						Protéines LDH	71 72	PPRO PLDH		
Liquide a	articulaire Protéines	l () 65	APRO	I		_,	Amylase	O 73	PAMY	Or. Petit
	Acide unique Glucose	0 65 0 66 0 67	AURI AGLU	Or. Petit		74 75 76	Lipase Bilirubine € Glucose €		PLIP PBIT PGLU	
<u> </u>	1	I .	1	1	\square	, 0	1	1		

FORM 3981 - rev 2 - final 04.2012 0520 L 107420 - 04.2012