

DEMANDES D'ANALYSES DE PHARMACOGENETIQUE

(1 tube EDTA)*

MEDECIN PRESCRIPTEUR	BADGE ET DATE

Consentement signé (*obligatoire*)** : Oui Non **Test accrédité ISO15189**

Traitements prévus :

Traitements en cours :

Effets indésirables observés :

Absence de réponse Surdosage Autres :

Dans un contexte de greffe : Receveur Donneur

Enzymes de métabolisation (phase I)

- CYP2B6** *CYP2B6*6, *11, *18* **encodage CGL**
- CYP2C9** *CYP2C9*2, *3* **encodage CGL**
- CYP2C19** *CYP2C19*2, *3, *17* **encodage CGL**
- CYP2D6** *CYP2D6*2, *3, *4, *5, *6, *7, *8, *9, *10, *11, *15, *17, *29, *35, *41, + duplications* **encodage CGL**
- CYP3A4** *CYP3A4*22* **encodage CGL**
- CYP3A5** *CYP3A5*3, *6* **encodage CGL**
- DPYD** *Séquençage complet avec TAT allongé* **encodage CGL**
- DPYD4** *Génotypage ciblé (DPYD*2A, *13, p.D949V et HapB3) avec TAT court (10 jours)* **encodage CGL**

Enzymes de métabolisation (phase II)

- NAT2** *NAT2*4, *5, *6, *7, *14* (tel.: 46725)¹
- TPMT** *Séquençage complet (+ gène NUDT15)* **encodage CGL**
- UGT1A1** *UGT1A1*28, *36, *37 {A(TA)_nTAA} + *6* **encodage CGL**

Attention : UGT1A1 contexte syndrome de Crigler Najjar (voir bon 27G)

* Conservation maximum 1 semaine entre 2 et 8°C / Transport endéans les 24 heures à température ambiante (non critique) ** Analyse remboursée si répond aux critères de l'article 33

¹ contact préalable indispensable pour la réalisation de ces tests (Pr.V.Haufroid : Tel 46725)

Protéines de transport

- ABCB1** 3435C>T, 1199G>A **encodage CGL**
- SLCO1B1** *SLCO1B1*1b,*5,*15* **encodage CGL**

Divers

- IL28B rs8099917 (T>G) + rs12979860 (C>T) **encodage CGL**
- MTHFR** 677 C>T + 1298 A>C **encodage CGL**
- PON1 Q192R **encodage CGL**
- VKORC1 sensibilité** -1639G>A + 1173C>T **encodage CGL**
- VKORC1 résistance Séquençage des 3 exons du gène **encodage CGL**

Autre (+ justification médicale)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

VALIDATION DE LA DEMANDE: BADGE ET SIGNATURE (INTERNE AU LABORATOIRE)	

* Conservation maximum 1 semaine entre 2 et 8°C / Transport endéans les 24 heures à température ambiante (non critique) ** Analyse remboursée si répond aux critères de l'article 33
¹ contact préalable indispensable pour la réalisation de ces tests (Pr.V.Haufroid : Tel 46725)